

نکات مهم در مورد الکتروود برگشتی (پلیت) در دستگاههای الکتروسرجری

۱. همواره پلیت را در نزدیکترین محل به عمل جراحی بچسبانید. (کمتر از ۵۰ سانتیمتر از محل عمل)
۲. پلیت را در محل‌های عضلانی در بدن بچسبانید.
۳. بهترین محل‌ها در بدن برای چسباندن پلیت عبارتند از:
 - ۱- عضله قدامی بازوها
 - ۲- عضلات قدامی و خلفی ران پاها
 - ۳- عضلات خلفی ساق پاها.
۴. هیچگاه پلیت را در مسیر سیگنال سینوسی قلب (دست راست به پای چپ) نچسبانید.
۵. پلیت را در محل بدون مو بچسبانید. (در صورتیکه از پلیتهای Covidien استفاده مینمایید نیازی به تراشیدن مو نیست)
۶. پلیت را بر روی مفاصل نچسبانید.
۷. پلیت را بر روی نقاط محدب بدن نظیر قدام زانو نچسبانید.
۸. پلیت را بر روی نقاطی از بدن که دارای پروتز میباشند نچسبانید.
۹. پلیت را بر روی نقاطی که دارای اثر زخم (Scar) میباشند نچسبانید.
۱۰. هیچگاه بر روی پلیت را پرب و درپ نفرمایید. (در صورتیکه از پلیتهای Covidien استفاده میفرمایید بلامانع است)
۱۱. همواره از سایز پلیت مناسب بیمار استفاده بفرمایید.
۱۲. هیچگاه برای کوچک کردن اندازه و ابعاد پلیت، آنرا برش ندهید.
۱۳. هیچگاه پلیت را طوری نچسبانید که لبه‌های آن رو یکدیگر قرار گیرند (Overlap).
۱۴. هیچگاه پلیت را در محلی نچسبانید که تحت فشار باشد.
۱۵. هیچگاه پلیت را به کمک چسب و یا باندها بر روی بدن محکم نفرمایید.
۱۶. همواره با سوال از تولید کننده دستگاه از پلیت‌های متناسب با آن دستگاه الکتروسرجری استفاده بفرمایید. (از پلیت‌های متفرقه استفاده نفرمایید.)

شرکت مهندسی پزشکی تهران جراح نوین

بخش فنی